



Immunologie

- Fusion de toutes les fiches IgEs et IgG4s pour n'en laisser qu'une de chaque qui regroupe toutes les spécificités, avec accès au catalogue annuel des examens Phadia
- Changement de technique pour le Quantiféron TB, CMV et SARS-CoV-2
- Changement de technique ASCA (IgA et IgG), anticorps anti-TPO, récepteur TSH, passage sur Phadia 250

Mise à jour catalogue THESI

Date et Heure	Analyse	Champ Modifié
Le 23/03/2023 à 11:28	CMI	Méthode analytique
Le 21/03/2023 à 15:28	CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL POUR TROUBLES DE LA REPRODUCTION (et donneurs de gamètes/embryons)	Modalités de prélèvements
Le 21/03/2023 à 15:22	CARYOTYPE CONSTITUTIONNEL POUR TROUBLES DE LA REPRODUCTION (et donneurs de gamètes/embryons)	Documents associés / Consentement
Le 13/03/2023 à 10:07	MYCOBACTERIES - Culture (SAUF sang, moelle osseuse, selles)	Modalités de prélèvements
Le 06/02/2023 à 14:12	Anticorps anti-YOP - sérum	Choix du matériel de prélèvement
Le 06/02/2023 à 14:07	BILAN ENCEPHALITE	Choix du matériel de prélèvement



Le 06/02/2023 à 14:06	Anti-streptodornase B - ASD B - sérum	Choix du matériel de prélèvement
Le 24/01/2023 à 08:48	TRIGLYCERIDES SANG	Interférence s connues
Le 10/01/2023 à 14:38	ANTITUMORAUX	Méthode analytique



Pré analytique : recommandations fermeture des sachets pneumatique site GM



Les sachets sont mal fermés et arrivent vides au laboratoire avec un risque ++++ de perte de tubes dans le pneumatique

1. Insérer du contenu dans la pochette



Attention à veiller que le contenu ne puisse pas basculer et se positionner en travers de la pochette

2. Enlever la bande protectrice de couleur « aluminium »



3. Appuyer sur la partie rouge adhésive pour sceller la pochette



La pochette est prête à être positionnée dans la station pour envoi.