



FICHE 1 : Stocks à destination des services de soins de Gabriel Montpied, du Centre Jean Perrin et de l'Hôpital Louise Michel

Ces stocks sont localisés au niveau du Centre de Biologie niveau 0 local du télébac (0B11).

Les stocks (*Cf. fiche1 consommable Bactériologie*) sont préparés et/ou vérifiés toutes les semaines, **au plus tard le lundi avant 11H30**, par les référents stock des services de biologie concernés : Pharmacologie Toxicologie, Hygiène Hospitalière, Anatomopathologie, Virologie, Bactériologie Mycologie Parasitologie. Le réapprovisionnement des flacons d'hémocultures disponibles dans le local télébac niv0 est fait 2 à 3 fois par semaine

▣ Pour les services de soins de Gabriel Montpied :

Le consommable est pris en charge par les navettes pédestres et distribué dans les services de soins à leur demande. Les commandes sont prises du lundi au vendredi au premier passage et livrés au troisième passage à partir de 11 h 15.

Pour le consommable délivré par le service d'Anatomopathologie, des fiches de demandes pré remplies sont collectées par les navettes pédestres dans les services de soins et transmises au service d'anatomie pathologie. Les flacons de formol ou flacons secs sont descendus par le télébac au niveau 2 vers l'agent pré-analytique et sont récupérés par les navettes pédestres pour être distribués dans les services de soins.

▣ Pour le Centre Jean Perrin :

Le consommable est pris en charge par les navettes du Centre Jean Perrin dans le local du télébac au niveau 0 du centre de biologie (armoire dédiée).

▣ Pour les services du Centre Médico-Psychologique :

La commande est passée par le service demandeur auprès du secrétariat de Bactériologie au poste 51 791. La commande est préparée au niveau du service et descendue au niveau 0 pièce 0B11 (local télébac niveau 0 du centre de biologie) sur la table à disposition des navettes automobiles des services concernés. Bien noter sur l'emballage le service demandeur.

Les services du CMP doivent commander les pots de recueil de prélèvements ainsi que les systèmes de prélèvements pour ECBU directement au CAL.

Les référents stock indiqueront à l'établissement demandeur que la commande est prête :

▣ pour le CMP au 63-855 (régulation)

De façon générale et si demande urgente, le service de soins contacte le service de biologie concerné ou fait la demande auprès des navettes pédestres qui la transmettent aux personnes concernées. Les services de biologie déposent le consommable au local du télébac, niveau 0 du centre de biologie et contactent soit la régulation (54 516 ou 63 855) pour la distribution de ce consommable à l'Hôpital Nord ou au CMP, soit les navettes pour la distribution aux services de GM.



▣ [Pour les services de l'Hôpital Louise Michel,](#)

Un carton de flacons d'hémoculture aérobie et anaérobie est préparé par les aides de laboratoire et déposé à la zone de transit à la demande des services pour une livraison par la zone de transit à l'Hôpital Nord le lendemain.

De façon générale et si demande urgente, le service de soins contacte le service de Bactériologie au poste 51 791. Le service dépose le consommable au local du télébac, niveau 0 du centre de biologie et contacte la régulation (54 516 ou 63 855) pour la distribution de ce consommable à l'Hôpital Nord.

Les services de l'Hôpital Nord doivent commander les pots de recueil de prélèvements ainsi que les systèmes de prélèvements pour ECBU directement au CAL.

Les boîtes de contact pour les prélèvements de surface sont commandées par les services de soins de l'Hôpital Nord directement au service d'Hygiène Hospitalière (54870 ou 54877). Le service dépose le consommable au local du télébac, niveau 0 du centre de biologie et contacte la régulation (54 516 ou 63 855) pour la distribution de ce consommable à l'Hôpital Nord.



FICHE 2 : Stocks à destination des services de soins du CHU Estaing

▣ Consommables de Bactériologie :

Le besoin en consommables par les services de soins HE est réalisé sur le [PA-PRA-COM-FO-031](#)
[COMMANDE CONSOMMABLES SERVICE DE SOINS](#).

Le consommable de Bactériologie (*Cf. (Cf. fiche1 consommable Bactériologie)*), est préparé identifié et rangé dans le roll correspondant marqué **centre de tri** et **service d'Hématologie** le **lundi avant 9h**, par les aides de laboratoire de Bactériologie. Le roll est descendu par les aides de labo au sous-sol à côté de l'ascenseur 69. Il sera pris en charge le lundi après-midi par l'équipe de la zone de transit en même temps que les consommables du magasin.

Ce roll est acheminé jusqu'au quai de déchargement du CHU Estaing. La zone de transit du CHU Estaing prend en charge ces consommables pour les livrer au sas pré-analytique niveau 0.

Les aides de labo vérifient la prise en charge du consommable au sous-sol à côté de l'ascenseur 69. En cas d'oubli, elles préviennent la zone de transit au 61-876 ou 63-875.

Ce consommable est distribué par les agents pré-analytiques du CHU Estaing aux services de soins à leur demande. Si la commande est passée avant 10h elle sera distribuée dans la journée.

▣ Consommables d'Hygiène Hospitalière :

Services de biologie	Contacts téléphoniques Réfèrent stock	Consommables	Localisation et température
Hygiène Hospitalière	54870 ou 54877	Boîtes de gélose	Réfrigérateur : +4°C

Pour les boîtes de gélose, le service d'Hygiène Hospitalière fait descendre régulièrement les boîtes au local du pré analytique au niveau 2 où elles sont prises en charge par les navettes motorisées et déposées au local pré analytiques à HE.

Le service d'Hygiène Hospitalière envoie également des cartons d'hémocultures au CBA (envoi à la demande).

▣ Consommables de Pharmacologie-Toxicologie :

Services de biologie	Contacts téléphoniques Réfèrent stock	Consommables	Localisation et température
Pharmaco Toxicologie	51824	Bocaux à urines	Table : T°C ambiante

Le consommable de Pharmaco Toxicologie est rangé dans l'armoire du niveau 0 local du télébac du centre de biologie.

Ce consommable est distribué par les agents pré-analytiques aux services de soins à la demande.

Pour l'acheminement à Estaing, le consommable est déposé au niveau 2 du centre de biologie pour être acheminés au local dépôt des prélèvements à Estaing et à l'hôpital Nord par les navettes motorisées.

Ensuite le consommable est délivré par les agents pré analytique Estaing aux services de soins Estaing.