



FICHE N°1 : Consignes pour les préleveurs

Examens virologiques	nombre minimal de microtubes (500µl)	nature du tube
Marqueurs sérologiques		
VHB : Ag HBs	1	sec
VHB : Ag HBs, Ac HBs, Ac HBc totaux	2	sec
VHB : Ag HBs, Ac HBs, Ac HBc totaux, Ac Hbc IgM, Ag Hbe, Ac HBe	4	sec
VHC	1	sec
VIH	2	sec
VIH + Ag p24	3	sec
VIH (2ème prélèvement pour confirmation)	2	sec
VHC + VIH	3	sec
VHC + VIH + VHB (Ag HBs, Ac HBs, Ac HBc totaux)	4	sec
HAV : IgG et IgM	2	sec
CMV : IgG et IgM	2	sec
Rubéole : IgG et IgM	2	sec
VHE : IgM	1	sec
EBV : IgG et Ig M	2	sec
VZV : IgG	1	sec
Rougeole : IgG et IgM	2	sec
Oreillons : IgG et IgM	2	sec
HSV : IgG	1	sec
ParvoB19 : IgG et IgM	2	sec
Syphilis	2	sec
Tétanos	2	sec
Charges virales / PCR		
VHB	4	EDTA
VHC	5	EDTA sec
VHC + génotypage	7	EDTA sec
VIH	5	EDTA
VHE	3	EDTA sec
CMV	2	EDTA
EBV	2	EDTA
Adénovirus	2	EDTA
BK virus	2	EDTA
Parvovirus B19	2	EDTA
ARN Delta VHD	5	EDTA
Entérovirus	2	EDTA sec
HSV	2	EDTA sec